

Cobolt Systems Ltd



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund



Bruksanvisning for Talende radiostyrt armbåndsurs med 2 knapper

Dette radiostyrte armbåndsuret vil plukke opp radiosignaler fra Storbritannia, USA, Tyskland og Japan. Det vil automatisk stille seg selv ved hjelp av et radiosignal hver natt klokken 03. Etter mottak av radiosignal, vil den vise og lese opp lokal tid. Du kan også stille uret manuelt, hvis du er på steder uten radiosignal (f. eks. nord for Bodø).

Knappeplasseringer og funksjoner:

Når du justerer klokken vil knappene beskrives som «the two o'clock button», altså knappen du finner utenfor urskivens posisjon klokken 2, og «the four o'clock button», altså knappen du finner utenfor urskivens posisjon klokken 4. Nedenfor følger aktuelle tall, posisjoner og funksjoner.

«2 o'clock button» eller på norsk «Klokken 2»-knappen:

Ett trykk: Leser opp klokkeslettet (timer og minutter)

To trykk: Leser opp dagens dato, med dag, måned og år.

Tre trykk: Leser opp aktuell innstilling for valg av radiosender

«4 o'clock button» eller på norsk «Klokken 4»-knappen:

Ett trykk: Leser opp aktuell innstilling for alarmen med meldingen «The alarm time is» etterfulgt av klokkeslettet og igjen etterfulgt av «Alarm is off» eller «Alarm is on».

Den beste måten å motta radiosignalet på, er å plassere uret med urskiven ned i nærheten av et vindu. Før uret automatisk kan motta signal og stille seg selv, må du sørge for at klokken er innstilt til å motta radiosignal for det landet du er i.

Velge radiosignal fra UK, USA, Tyskland eller Japan:

1. Hold «Klokken 4»-knappen nedtrykket i 3 sekunder til meldingen «Set alarm, press 2 o'clock button to set» leses opp.
2. Trykk «Klokken 4»-knappen 3 ganger, til du hører "Global signal selection, only when you visit these countries, press 2 o'clock button to set".
3. Trykk på «Klokken 2»-knappen for å endre innstilling, meldingen "2 o'clock button to set, 4 o'clock button to confirm" blir lest opp.

4. Trykk på «Klokken 2»-knappen en eller flere ganger for å endre innstilling, valgene du har er «Germany», «Japan», «USA Pacific», «USA Mountain», «USA Central», «USA Eastern» og «UK». Når du har kommet til ønsket innstilling, trykker du på «Klokken 4»-knappen for å bekrefte.
5. Etter at du har bekreftet, vil uret lese opp lokal tid i det landet du har valgt. Etter at klokkeslettet er lest opp, vil klokken justere seg til riktig tid. Vær oppmerksom på at på dette stadiet, vil klokken bare endre time-forskjellen mellom ny og tidligere tidssone. Klokkeslettet vil bli justert nøyaktig når klokken har blitt oppdatert av radiosignalet.
6. Trykk på «Klokken 2»-knappen for å få lest opp klokkeslettet.

Statussjekk for radiosignal-mottak:

1. Trykk 3 ganger på «Klokken 2»-knappen.
2. Hvis radiosignal er mottatt korrekt klokken 03:00, vil aktuell tidssone etterfulgt av «time updated» leses opp. Hvis radiosignal ikke er mottatt korrekt klokken 03:00, vil aktuell tidssone etterfulgt av «time not updated» leses opp.

Innstilling av daglig alarm:

1. Hold «Klokken 4»-knappen nedtrykket i 3 sekunder til meldingen «Set alarm, press 2 o'clock button to set» leses opp.
2. Trykk på «Klokken 2»-knappen for å endre innstilling, meldingen «Press 2 o'clock button to set hour, 4 o'clock button to confirm» blir lest opp.
3. Trykk på «Klokken 2»-knappen til du er kommet til ønsket timer for alarmen, og trykk «Klokken 4»-knappen for å bekrefte. Meldingen «Press 2 o'clock button to set minute, 4 o'clock button to confirm» leses opp.
4. Trykk på «Klokken 2»-knappen til du er kommet til ønsket minutter for alarmen, og trykk deretter «Klokken 4»-knappen for å bekrefte. Meldingen «Confirm, alarm is set for» etterfulgt av klokkeslettet og igjen etterfulgt av enten «Alarm is ON» eller «Alarm is OFF» leses opp.

Legg merke til at alarmen er en daglig alarm, så når du stopper alarmen vil alarmen slå seg på igjen neste dag på den innstilte tiden dersom du ikke slår den av som beskrevet nedenfor.

Slå Alarm PÅ og AV:

1. Hold «Klokken 4»-knappen nedtrykket i 3 sekunder til meldingen «Set alarm, press 2 o'clock button to set» leses opp.
2. Trykk på «Klokken 4»-knappen én gang til, meldingen «Alarm ON/OFF, press 2 o'clock button to set» leses opp.
3. Trykk på «Klokken 2»-knappen, meldingen «Press 2 o'clock button to ON/OFF, 4 o'clock button to confirm» leses opp.
4. Trykk igjen på «Klokken 2»-knappen for å velge enten «Alarm ON» eller «Alarm OFF» og trykk deretter på «Klokken 4»-knappen for å bekrefte. Én av meldingene «Confirmed, alarm is ON» eller «Confirmed, alarm is OFF» blir nå lest opp.

For å sjekke alarm-status:

Du kan når som helst sjekke status på din daglige alarm ved å trykke på «Klokken 4»-knappen. Meldingen «Alarm is set for» etterfulgt av klokkeslettet og igjen etterfulgt av enten «Alarm is ON» eller «Alarm is OFF» leses opp.

Timevarsling på eller av:

Legg merke til at når timevarslingen er på, vil klokken lese opp klokkeslettet hver hele time.

1. Hold «Klokken 4»-knappen nedtrykket i 3 sekunder til meldingen «Set alarm, press 2 o'clock button to set» leses opp.
2. Trykk på «Klokken 4»-knappen to ganger til, meldingen «Chime ON/OFF, press 2 o'clock button to set» leses opp.
3. Trykk på «Klokken 2»-knappen, meldingen «Press 2 o'clock button to ON/OFF, 4 o'clock button to confirm» leses opp.
4. Trykk igjen på «Klokken 2»-knappen for å velge enten «Chime ON» eller «Chime OFF» og trykk deretter på «Klokken 4»-knappen for å bekrefte. Meldingen «Confirmed» leses nå opp.

Manuell tidsinnstilling:

Legg merke til at dette alternativet bare bør brukes når du er i et område der du ikke kan motta radiosignal. Du må da stille uret til lokal tid, som beskrevet nedenfor. Når du kommer tilbake til et område der du kan motta radiosignal, må du huske å stille klokken tilbake til korrekt tid der, ellers vil ikke uret kunne stilles seg automatisk klokken 03.

1. Hold «Klokken 4»-knappen nedtrykket i 3 sekunder til meldingen «Set alarm, press 2 o'clock button to set» leses opp.
2. Trykk på «Klokken 4»-knappen fire ganger til, meldingen «Set time, press 2 o'clock button to set» leses opp.
3. Trykk på «Klokken 2»-knappen, meldingen «Press 2 o'clock button to set hour, 4 o'clock button to confirm» blir lest opp.
4. Trykk på «Klokken 2»-knappen til du er kommet til ønsket timer for klokkeslettet, og trykk «Klokken 4»-knappen for å bekrefte. Meldingen «Press 2 o'clock button to set minute, 4 o'clock button to confirm» leses opp.
5. Trykk på «Klokken 2»-knappen til du er kommet til ønsket minutter for klokkeslettet, og trykk deretter «Klokken 4»-knappen for å bekrefte. Meldingen «Confirmed» etterfulgt av klokkeslettet leses nå opp.

Når du trykker på «Klokken 4»-knappen i punkt 4 ovenfor, stiller viserne seg automatisk i riktig posisjon.

Legg merke til at du ikke kan stille inn dag, måned og år manuelt. Dato kan kun leses opp etter at radiosignal er mottatt korrekt.

Manuelt signalmottak:

Normalt vil klokken søke etter radiosignal klokken 03:00 lokal tid, natten er nemlig det beste tidspunktet å motta AM-radiosignaler som radiostyrte klokker bruker. Du kan bruke følgende prosedyre for å søke etter signal når som helst. Vær oppmerksom på at du kan trenge hjelp av en seende person for å gjøre dette.

Les avsnittet «Velge radiosignal» i begynnelsen av denne bruksanvisningen for å velge det riktige landet.

1. Hold «Klokken 2»-knappen nedtrykket til sekundviseren stopper. Uret vil nå søke etter radiosignal, dette kan pågå i inntil 15 minutter.
2. Etter at uret har mottatt radiosignal korrekt, stiller viserne seg automatisk i riktig posisjon, og vil deretter gå som normalt.

Feilsøking:

Hvordan synkronisere viserne med talen:

Dersom viserne ikke samsvarer med tiden for taledelen, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å synkronisere viserne med talen.

1. Vent til sekundviseren er presist i posisjon klokken 12, og trekk med en gang ut kronen slik at viserne stanser.
2. Skru på kronen til både time- og minuttviseren også står presis i posisjon klokken 12.
3. Hold «Klokken 2»-knappen nedtrykket i 5 sekunder, slipp knappen opp igjen og trykk så kronen inn igjen. Viserne vil nå løpe hurtig til de er kommet til samme klokkeslett som urets digitale del, og deretter gå som normalt.

Klokken mottar ikke radiosignal:

Her er noen grunner til at ikke klokken kan klare å motta radiosignalet:

- Den er utenfor dekningsområdet for radiosignalene.
- Høye bygninger blokkerer radiosignalene.
- Metallgjenstander blokkerer radiosignalene.
- Det er forstyrrelser fra en datamaskin eller TV.

Batteri:

Uret bruker et CR2032 knappebatteri.

Generelt

En svakhet med talende klokker, er at de pga. høyttaleråpning og mange knapper er mer utsatt for fuktighet enn ordinære klokker. Denne klokken er ikke vanntett. Den bør derfor ikke brukes i baderom eller andre steder hvor den utsettes for fuktighet. Skader på klokken som oppstår som følge av fuktighet vil ikke dekkes av garanti eller reklamasjonsrettigheter.

Ved behov kan uret rengjøres forsiktig med en lett fuktet klut.

Hvis du lurer på noe mer om det radiostyrte armbåndsuret ditt, kan du ta kontakt med oss på enten telefon 23215555 eller e-post hjelpemidler@synshjelpemidler.no.



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund